

Số: 15.../TM-DCL

Vĩnh Long, ngày 31 tháng 08 năm 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: - Các nhà cung cấp

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực tham gia chào giá **Máy đo tỷ trọng cốm và Thiết bị đo độ chảy cốm**, cụ thể như sau:

- Thông tin thiết bị, tiêu chuẩn kỹ thuật:** Xem phụ lục đính kèm.
 - Yêu cầu đối với máy móc thiết bị:** Xem phụ lục đính kèm.
 - Các yêu cầu đối với nhà cung cấp:**
 - Giao hàng, Lắp đặt và chạy thử nghiệm tại Bộ phận RD - Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
 - Hỗ trợ kỹ thuật 24/24 trong quá trình sử dụng thiết bị trong thời gian bảo hành.
 - Thời gian thực hiện:**
 - Từ ngày 31/08/2022 đến ngày 20/09/2022: Nhà cung cấp đến khảo sát và làm việc với Chủ đầu tư để trao đổi và thu thập thông tin.
 - Nhà cung cấp nộp hồ sơ chào giá: Chậm nhất 16h ngày 30/09/2022 tại Phòng Mua hàng – Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
 - Thông tin liên hệ khảo sát:**
 - Ông Trần Quang Trí, GD. RD, điện thoại 0919 235 606, email: tri.tq@dcl.vn;
 - Lưu ý:**
 - Nhà cung cấp có thể chào giá bất kỳ thiết bị nào trong danh mục bên dưới.
 - Báo giá của nhà cung cấp phải đóng dấu, niêm phong và gửi trước **16 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 09 năm 2022.**
 - Bên ngoài túi ghi rõ: **“Hồ sơ chào giá cạnh tranh, Cung cấp Máy đo tỷ trọng cốm và Thiết bị đo độ chảy cốm,”.**
- + Người nhận: Phòng mua hàng - Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
+ Địa chỉ: 150 đường 14/9, Phường 5, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long trân trọng cảm ơn và mong muốn được hợp tác với Quý Công ty!



NGUYỄN TRỌNG ĐỨC

PHỤ LỤC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THIẾT BỊ

STT	NỘI DUNG	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
1	<p align="center">Máy đo tỷ trọng cốm (Số lượng 01)</p>	<p>Hãng sản xuất: PHARMATEST (hoặc tương đương) Xuất xứ: ĐỨC - Model: PT-TD300</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn điện: 230V-50Hz. - Kiểm tra tỷ trọng của thuốc bột theo tiêu chuẩn USP/EP/DAB/DIN/ISO. - Dây chiều cao: 3.0 ± 0.1 mm hoặc 14.0 ± 2 mm (USP, EP, DIN) - Dây tốc độ gõ : 250 và 300 nhịp/phút - Tốc độ gõ lên tới 1250 nhịp/phút - Số vị trí kiểm tra: 1 - Thể tích ống gõ chuẩn 250ml - Màn hình LCD màu - Bàn phím - Tốc độ gõ theo chuẩn EP, USP, M2: 250 ± 15 nhịp/phút - Tốc độ gõ theo chuẩn USP, M1: 300 ± 15 nhịp /phút - Biên độ gõ theo chuẩn EP. USP, M2: 3.0 ± 0.2 mm - Biên độ gõ theo chuẩn USP, M1: 14 ± 2 mm - Cài đặt lần gõ: từ 10 đến 9999 lần - Lưu dữ liệu lên đến 256 phương pháp - Phân quyền sử dụng lên tới 32 người - Lưu kết quả dữ liệu thông qua USB - Tích hợp máy in nhiệt theo máy - Số vị trí kiểm tra: 1 - Cổng RS232 có thể kết nối với cân phân tích Mettler hoặc Sartorius - Độ ồn: khoảng 74 dBA



2	Thiết bị đo độ chảy cốm (Số lượng 01)	<p>Hãng sản xuất: PHARMATEST (hoặc tương đương) Xuất xứ: ĐỨC - Model: PT-SV100</p> <p>- Thiết bị gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Một kênh đầu thép không gỉ màn hình 18 - mắc lưới tách rời + Một hộp vách ngăn chứa bốn tấm kính vách ngăn trong đó các slide bột và bị trả lại khi nó chảy qua. + Một cái phễu đáy thép không gỉ để trực tiếp bột vào cốc tiếp nhận + Một cốc hình trụ tiếp nhận + Một lâm để hỗ trợ cho bộ máy và để đảm bảo rằng các cốc khi được đặt ở vị trí chính xác là 19mm từ đáy phễu.
---	--	---

